

# Lifotronic

## SARS-CoV-2 ANTIGEN

### Rapid Diagnosis of Covid-19



2021115Ver.1.00


## SARS-CoV-2 Antigen (GICA イムノクロマト法)

- サンプルング方法は綿棒を使って検体を採取するだけです。
- 本キットのみで対象物の抗原の有無が判定できます。
- 検出時間は10~15分以内です。
- 高い感度(96.38%)と特異性(99.38%)、安定・信頼性を有する品質(交差反応性、干渉、フック作用等を確認)のキットです。

[変異株に対応]

本品は、コロナウイルスのNタンパクをターゲットにしている為、英国や南アフリカで最初に検出された変異株に対しての検査結果に影響はありません。

#### ■商品内容 (1kit梱包内容)



検体回収袋×1枚/採取用綿棒×1個/抽出緩衝液×1個/プラスチックスポイト×1個/テストカートリッジ×1個/説明書×1枚

#### ■使用上のご注意

- 本検査キットは使い捨てです。
- 必ず使用直前に開封し、1時間以内に検査を行ってください。
- 本品を分解しないでください。
- 本品を使用する際は、防護服・防護手袋などを着用して行ってください。万一、本品が皮膚に触れた場合は、石鹸と流水で洗い流し、汚れた衣類等は清浄なものとの交換してください。目に入った時は、10分間ほど流水で洗眼し、痛み等を感じる時は医師の診療を受けてください。飲み込んだ時は、意識のある場合は嘔吐させ、口腔内を洗浄して医師の診療を受けてください。本品を廃棄する際は、各都道府県の規則等に従い、環境保護に留意して廃棄してください。
- 本品は医療機器又は体外診断用医薬品ではありません。
- 本品は治療や診断等には使用できません。
- 本品で陽性を認めなかったとしても、SARS-CoV-2の感染を否定するものではありません。

# 神栄産業株式会社

URL: <https://www.sin-yei.co.jp/>

人と地球にやさしい環境づくり

東京本社 〒171-0033 東京都豊島区高田 3-16-4 Golje Bld.(旧:鹿野ビル) 2F  
TEL:03-5391-3561 FAX:03-5391-3565  
大阪支店 〒541-0045 大阪市中央区道修町 1-5-18 朝日生命道修町ビル 6F  
TEL:06-6222-2378 (代) FAX:06-6222-5143  
沖縄営業所 〒900-0033 沖縄県那覇市久米 2-33-28  
TEL:098-917-0594 FAX:098-917-2144